

CERAGEM **Medispa Pro**

USER GUIDE

CERAGEM MEDISPA PRO Skin Care Device
USER MANUAL

CERAGEM Medispa Pro

CERAGEM MEDISPA PRO USER MANUAL

- This device is a therapeutic massager for relaxation for the face and also provides skincare.
- In order to use the product safely and correctly, be sure to read this user manual before using it.
- This manual includes the product warranty.
- In the future, we may improve upon the design and specifications of this product without notice.
- "CAUTION" and "Risk of electric shock, do not remove cover (or back). Refer servicing to qualified service personnel".

	Usage and Storage Caution	04
01	Precautions for Use and Storage	06
02	Name of Each Part and Description of Functions ..	10
03	How to Use the Product	18
04	Troubleshooting	28
05	FAQ	29
06	Product Specification	30
07	Product Warranty	31

Usage and Storage Caution

Do not apply any skincare product onto the target skin area before using this device!

Please read through the Directions for Use carefully and keep it in a safe place for future reference. You may contact us online if you have any questions during the use of this device.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following :

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING, SAVE THESE INSTRUCTIONS



Danger

In cases of violating the instructions, there is an emergent possibility of serious damage or even death.



Warning

In cases of violating the instructions, there is some possibility of serious injury or death.



Attention

In cases of violating the instructions, there is possibility of minor injury or property damage.

Danger



To reduce the risk of electrocution :

- (1) Always unplug this product immediately after using it.
- (2) Do not use while bathing.
- (3) Do not try to insert any object into this device.
Refrain from leaving this device untended anywhere.
- (4) Do not use this device around the eyes.
- (5) Due to a lack of data regarding the use of this device on children aged below 15 years, it is advised to keep this device out of touch by children aged below 15 years. Similarly, please use this device at a place far from the reach of these children.
- (6) Do not use this product near any water-filled bathtub/basin, washbasin or other similar utensils.
- (7) Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- (8) Do not place in or drop into water or other liquid.
- (9) Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

Warning



To reduce the risk burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- (1) A product should never be left unattached when plugged in.
- (2) Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
- (3) Use this product only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- (4) Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if this has been dropped or damaged into water.
Return the product to a service center for examination and repair.

- (5) Keep the cord away from the heated surface.
- (6) Never block the air opening of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- (7) Never use it while sleeping or drowsy.
- (8) Never drop or insert any object into any opening or hose.
- (9) Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- (10) Connect this product to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- (11) Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions).
- (12) Please choose an appropriate level with your skin conditions. When using this product for the first time, please start it up from Level 1.
- (13) After being started up, this product shall not be left untended. Be sure to turn this product off in time after using it.
- (14) Before moving this product from one place to another where the temperature is higher or lower by up to 68 degrees Fahrenheit (e.g. from a low-temperature place to a high-temperature place, or vice versa), turn it off and leave it unused for 2 hours or so before starting it up again for re-use.
- (15) Do not use this product near any flammable or explosive substance (inclusive of any sprayer or petrol station, etc.) to prevent bodily injuries caused by the device induced fire accident or electric shock.
- (16) Please check the room temperature before using this product which shall be used in a place with an ambient temperature of 32-104 degrees Fahrenheit.
- (17) Do not expose the target skin area to ultraviolet radiation directly within 48 hours after hair removal.

- (18) Do not expose this product to any intensive sunlight or a functioning ultraviolet lamp for long hours which will do severe harm to it.
- (19) The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- (20) Children being supervised not to play with the appliance.
- (21) For a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit, the instructions state that the appliance is only to be used with the unit provided.

Attention



Cleaning and Maintenance

In order to ensure this device to deliver its best performance and ensure the longest possible service life, be sure to clean up this device before and after using it every time so as to prevent dust from accumulating on its device for long hours. This device would be unable to deliver its promised performance should you fail to clean it up.

- (1) Examine this device, its head and component parts of its body in particular and ensure that all of them remain clean and tidy.
- (2) Do not rinse out the device or any of its fittings with running tap water, in a shower, or inside a dishwasher.
- (3) Do not use a steel wire sponge, any abrasive detergent (e.g. toothpaste, etc.) or corrosive liquid (e.g. gasoline, engine oil or acetone) to clean up this device.
- (4) Switch off and unplug this device and let it cool down. When this device is being used, its light outlet will become warm. Be sure to let this device cool down before cleaning it up.
- (5) Where necessary, use a soft piece of cleaning cloth to clean up the exterior of this device.
- (6) Dab a few drops of water onto the cleaning cloth and then use it to clean up the following component parts: the light outlet and the cooling panel.

01. Precautions for Use and Storage

Before use

Any of the following people should take caution when using the product.

- (1) For people with skin disease, who have health conditions such as allergies or sensitive skin, or who are receiving skin treatments due to skin-related procedures, etc., it is recommended that they consult a specialist before using the product.
- (2) For people who have undergone plastic surgery or skin-related procedures or treatments, it is recommended that they use this product after the skin has recovered (approximately 2 months).
- (3) It is not recommended that people who are pregnant, lactating or who have weak immune systems use this product.
- (4) It is not recommended that people who wear or have a cardiac pacemaker implanted use this product.
- (5) Do not allow infants and children under the age of 12 to use this product.
- (6) Regardless whether or not you use the product, your skin condition may change temporarily due to seasonal changes, external environmental factors, alcohol consumption, and physical factors such as stress. If your skin condition has changed, it is recommended that you stop using this product until your skin has returned to its normal condition or after consulting a specialist.
- (7) Stop using this product if your face turns red, or repeatedly has itching or purulent inflammation while using the product.
- (8) Do not use this product immediately after shaving, hair removal, or on wounds or other areas with abnormal skin reactions.
- (9) It is recommended that you observe the recommended time of use.
- (10) Before performing skin care, remove any jewelry from the areas this product will come into contact with.

- (11) Do not use this product while in motion, such as driving, walking, etc.
- (12) This product is a skin care device. Do not use it for purposes other than its original purpose.

When using

Any of the following people should take caution when using the product.



- (1) If you fall under any of the following categories, do not use this product.
 - Persons with metal allergies
 - Persons with nociceptive or perceptual disturbance
 - Persons with severe heart disease
 - Persons with a high fever
 - Persons with severe abnormal blood pressure
 - Persons who have used steroid hormones for a long period of time
 - Persons with epilepsy
 - Persons with sensitive skin or allergic skin
 - Persons who have had dental implants or who are using metal prostheses
 - Children under the age of 12
 - Pregnant women
 - Persons with telangiectasis
 - Persons with infectious diseases
 - Persons with other skin diseases



- (2) Do not use this product on any of the following areas.
 - Areas with bleeding
 - Areas with severe acne or skin problems
 - Ears, eyelids, throat and mucous areas (mouth, inside the nose, genitals, ocular mucosa, etc.)
 - Areas with a wound
 - Areas around bone fractures
 - Areas with various severe skin problems
 - Areas that have an electronic device implanted

How to use and handle

- (1) It is recommended that this product be used once a day, and that the instructions are followed when used.
- (2) Be careful not to use this product in one area for a long period of time.
- (3) Do not use this product immediately after any procedure or surgery, and consult a specialist before use.
- (4) Avoid using this product on areas around your eyes, Adam's apple and philtrum.
- (5) Gaps on the surface that comes into contact with the skin are waterproof, but other gaps on the product are not waterproof, so be careful not to allow cosmetic products or water to enter the product.
- (6) Pressing the buttons too hard may cause a failure.
- (7) Do not attempt to disassemble, repair or modify this product. Doing so may cause fire, electric shock or injury due to malfunction.
- (8) Take caution while handling this product as dropping it or applying impact to it may cause failure or damage.
- (9) After using the product, if there is a foreign substance on the area that comes into contact with the skin (head), use a soft cloth, gauze, wet wipes, cotton pads, cotton swabs, etc., to wipe the product. Do not wipe the product surface too forcefully and do not use strong chemical products such as alcohol, benzene or thinner, etc., as doing so may alter the product surface.
- (10) Store the head unit in clean and dry conditions without any foreign objects.
- (11) Be careful not to have the product be exposed to direct sunlight in places such as inside a closed car.

Use and Storage Conditions

Storage and Transporting Conditions	Operating Temperature	32°F - 95°F
	Humidity	20% - 80%RH
	Relative Pressure	700hPa - 1060hPa
Operating Conditions	Storage Temperature	-4°F - 122°F
	Humidity	-95% RH
	Relative Pressure	700hPa - 1060hPa

Precautions For Storage

Do not store the product in any of the following places. Doing so may cause fire, electric shock or failure.


- Places with direct sunlight or where heat is generated such as on an electric heater, etc.
- Places where the temperature is too high (over 104°F) or too low (below 32°F)
- Places with excessive moisture, dust or soot, etc.
- Places near flammable substances or volatile liquids
- Places where the product can be immersed in water or other liquids such as a drain or sink, etc.
- Dishwasher, oven, washing machine, etc.
- Places with severe vibrations

Disposing of the Product


When disposing of the product, you must recycle it in a manner that complies with the waste electronics (WEEE) guidelines. When disposing of the product, dispose of the main body and the cable separately in accordance with the regulations.

02. Name of Each Part and Description of Functions


1) Main Body



Front of the Main Body



Inside the front of the main body




Side/back of the main body

Name	Functions
① LCD Screen	Select among Personal mode and Expert mode, set and run Care
② Main Body Cover	Cover for protecting the handpiece holder, used to store and prevent contamination of the handpiece
③ Handpiece Holder	Holder for storing the handpiece
④ Handpiece LED	A white LED turns on when the handpiece is connected correctly A red LED turns on when the handpiece is connected incorrectly
⑤ Holder LED	When the handpiece is used, an LED turns on in accordance with the order of care


Name	Functions
⑥ Handpiece Cable & Returner	The cable that is connected to the handpiece and the returner button for rewinding the cable
⑦ Adapter Connector	The connector that is connected to the adapter that supplies power
⑧ USB Port	A port for sending usage history and updating the product by connecting a USB device
⑨ LCD Power Button	You can enter or cancel screen sleep by pressing and holding it down for more than 2 seconds.

2) Handpiece and Components




Name	Functions
1 Cable Connector	A connector that connects each handpiece to the cable
2 Adapter	An adapter for supplying power to the main body
3 Power Cord	A cord that connects the power to the adapter

3) Description of Functions General Mode




(1) Home Screen



(2) General Mode Start Screen

4 modes selection screen

- For those concerned with a loss of elasticity
- For those with severe dryness
- For those concerned about skin texture
- For those concerned with a loss of elasticity of the jawline




(3) Ending Care

If you do not touch the screen after care in general mode has ended, the screen will return to the home screen after 30 seconds.

3) Description of Functions Expert Mode




(1) Home Screen



(2) Expert Mode Start Screen

- The desired time (up to 10 minutes) can be set
- The desired strength (up to 5) can be set



(3) Ending Care

If you do not touch the screen after care in expert mode has ended, the screen will return to the home screen after 30 seconds.

3) Description of Functions LCD screen




(1) Sleep Mode

When the Power button at the bottom of the main body is pressed and held down for 2 to 3 seconds, the mode will switch to the sleep mode or the sleep mode will be canceled.

(The LCD does not operate and the main body switches to stand-by status)

- ◀ Sleep mode



- ◀ When canceling sleep mode




(2) Screen Save Mode

If the device does not operate for 5 minutes, the mode will switch to Screen Save mode.

When you knock on the screen once, Screen Save mode will be canceled.

(The LCD & the main body switch to stand-by status)

- ◀ Screen Save mode



- ◀ When Screen Save mode is canceled


4) Description of the Main Screen UI

Care In Progress Screen



1	Home button	Ends the care in progress and returns to the Home screen.
2	Video Mode Switch button	During operation, you can check the correct instructions for using the product by pressing the 'Switch to Video Mode' button.
3	Care Timer	You can check the remaining operating time of the current handpiece on the timer.
4	Current Care Step	You can check which step the currently operating handpiece is in among all of the care steps.
5	Handpiece Status	You can check the operating status of the handpiece. ON is displayed when the handpiece is turned on, and OFF is displayed when it is turned off.
6	Strength Adjustment Bar	After pausing the care, you can change the strength of the handpiece. The strength cannot be changed while the handpiece is operating.
7	Pause/Continue button	After starting operation, when you press Pause mid-operation to pause the handpiece and press the 'Continue' button displayed where the 'Pause' button is, the relevant care will resume for the remaining time. When pausing, the handpiece LED will flash.
8	Skip button	When you press the 'Skip' button, the screen will move to the Connect to the Next Handpiece screen.

Expert Mode Care Settings Screen



1	Previous Button	The screen returns to the Login screen, which is the previous screen.
2	Care Settings/Favorites Button	From the 'Care Settings' tab, you can set and carry out the desired details of the care, The 'Favorites' tab cannot be used while using the product in Guest mode, and up to 3 details of the care you set can be saved.
3	Handpiece Selection Button	You can select the desired handpiece by pressing the circle. When you press it again after the handpiece has been selected and marked with a check mark, the handpiece will be deselected.
4	Time Adjustment +/- Button	You can select how many minutes you will operate the handpiece for. (Up to 10 minutes)
5	Strength Adjustment Bar	You can set the operating strength of the handpiece. The operating strength can also be changed after care has started.
6	Initialize Settings Button	When you initialize settings, all the selected handpieces will be deselected and time and strength settings will be initialized.
7	Next button	The screen will move to the screen where you can check the details of the care you set. ※ The design of the screen is subject to change without prior notice for performance improvements.


03. How to Use the Product

1) Turning the Product On



(1) Connecting the Adapter

When the adapter is connected to the main body, the product will be turned on.



(2) Selecting the Mode


After the power is turned on, the initial screen will appear. From the initial screen, you can select and execute the desired function among 'General mode' and 'Expert mode'.

2) How to Carry out Care in General Mode



(1) Selecting General Mode

From the Home screen, select General mode.




(2) Selecting the Desired Care Mode

In General mode, there are a total of 4 Care modes, and you can select the desired care mode.



(3) Checking the Details of the Care and the Handpiece Effects


Check the details of the care and the handpiece effects, and then press the Next button.



(4) Connecting the Handpiece


The following handpiece connection window will appear, and the handpiece holder LED will turn on at the correct handpiece position.

2) How to Carry out Care in General Mode



(5) Selecting the Start Button


When the handpiece connection is completed, press the 'Start' button to start operation.



(6) Carrying out the Selected Care Mode


The selected care will be carried out, and you can check the correct instructions for using the handpiece by clicking Video mode during operation.

※ For a detailed description of the screen, refer to page 14.



(7) Options Settings


You can display the Pause, brightness settings and volume settings buttons by touching the video screen.



(8) Pausing and Switching Screen Size

When you press the Pause button at the center, the video and the handpiece will be paused.


You can switch the mode to small screen mode by pressing the Minimize button at the bottom right side.



(9) Small Screen Mode


In small screen mode, the timer will be displayed next to the clock icon on the right side of the video.

You can view the Settings pop-up window by pressing the Volume/Brightness Settings button.



(10) Volume/Brightness Settings


Adjust the volume and the brightness as you desire, and then press the OK button to return to the Care In Progress screen.



(11) Carrying out Next Care Mode

When care is completed, the screen where you can press the 'Move to Next Care Immediately' button will appear.

If the button is not pressed, the screen will automatically move to the Next Care screen 10 seconds later.




(12) Pause and Switching Screen Size

When care has completed for the last handpiece, the Completion screen will appear as follows.


If no button is pressed for 10 seconds, the screen will automatically move to the Home screen.

3) How to Use Expert Mode




(1) Selecting Expert Mode

From the Home screen, select Expert mode.



(2) Selecting the User


If a user is not registered, you can click the 'Use as a guest' button to use Expert mode. When using as a guest, the Favorite function in Expert mode cannot be used.



(3) Selecting the Handpiece and Options

Select the desired handpiece and set the care time and operation strength.

※ For a detailed description of the screen, refer to page 15.




(4) Moving to the Screen

Press the Next button to move to the next screen.



(5) Starting after Checking the Details of Care


Check the details of the care you set, and then press Next to start care.



(6) Carrying out Care

Care is carried out the same as in General mode.

In Expert mode, Video mode cannot be used.




(7) Saving Favorites

When care has completed with the last handpiece, the Completion screen will appear as follows, and if no button is pressed for 30 seconds, the screen will automatically move to the Home screen.


In Expert mode, you can press the 'Save as Favorites' button to save the details of the care performed to 'my list of favorites' after the care has completed.

4) Favorites in Expert Mode




(1) Moving to the Favorites Tab

When logging in as a user, you can move to the “Favorites tab” in Expert mode and save the care with the desired details.




(2) Favorites Registration Settings Screen

When you press an empty space in the Favorites tab, the screen will move to the screen for setting the care to be registered.



(3) Saving Details of Favorites

When you set the details of the care to be registered and press the “Save’ button, the Favorites will be saved.




(4) List of Favorites

You can execute the favorite you registered from the Registered List of Favorites.

When you delete a favorite, you will not be able to recover it.


5) Configuration




(1) Cellunic Configuration

You can check and change the following items from Configuration.

- Voice Guidance
- Sound Effects
- Device Volume
- Screen Brightness
- Password for Expert Mode
- User Management
- Usage History
- App Version, Etc.




6) Configuration How to Save Usage History



(1) Checking the Usage History


From the Celluonic Configuration screen, press the Usage History item.



(2) Usage History Display Screen


The 'Skipped' or 'Paused' time during operation is not displayed, and only the time for carrying out care and the strength of the handpiece at the end of usage is displayed.

※ Detailed information can be viewed when downloading Usage History.



(3) Connecting a USB device


When connecting a USB device to the USB port, the 'Download History' button will be created.



(4) Downloading History


When you press the Download History button, the year, time and extension will be generated and saved automatically and these can be checked in the Excel file.

7) Configuration Initializing Usage History



(1) Usage History Screen

From the Usage History screen, press the Initialize button.





(2) Touching the Initialize Usage History Button

When you press the Initialize button on the displayed pop-up window, the Usage History will be initialized.

04. Troubleshooting

If there is a problem while using the product, first check the following before contacting the Customer Service Center (213-784-0475).

The product must not be disassembled or repaired arbitrarily by the user. If the product is damaged due to arbitrary disassembly or repair, the product warranty will not be recognized.

Screen Display	Circumstances	Possible solutions
	When the handpiece cable is being wound	When operation is carried out after pressing the Wind Cable button, you cannot pull or wind it directly. Wait until the operation is completed.
	When the Wind button is pressed while the handpiece and the cable are connected	Detach the handpiece and the cable, and then press the Wind button.
	When the handpiece has been connected incorrectly while Care is set	Check the shape of the handpiece on the screen and connect the correct handpiece.
	When the handpiece has been detached while Care is being carried out	If the handpiece is detached while Care is being carried out, the operation will be suspended. If the handpiece has been separated, connect it again.

*If the symptom cannot be solved by referring to the suggestions herein, refer to the product warranty and contact the Customer Service Center.

05. FAQ

Q1. The device is operating, but I don't feel any stimulation.

Use the product after applying sufficient soothing gel or your preferred cosmetics. Detailed instructions for use can be checked on the Cellunic Website (ceragemus.com).

Q2. Can I use the product in the morning and evening?

Yes, you can. There may be individual differences, so please use the product according to your skin condition.

Q3. Can I use the same shot continuously?

Continuous use is not recommended, the product is set to be used for up to 10 minutes per single use.

Q4. Is it okay to use it every day?

It is recommended that you use it twice a week, and there may be individual differences, so please adjust the cycle of use, time and strength according to your skin condition.

Q5. How can I wash the product after use?

Wipe it off with a dry cotton pad or towel, and avoid using alcohol swabs or washing with water.

Q6. Can I select and use the desired mode?

You can use it in Expert mode. Use it according to the connection order of the handpiece.

06. Product Specification

Product Name	CERAGEM MEDISPA PRO		
Model Name	CGM ESK-2405		
Product Dimension	11.3 (W) X 8.3 (L) X 16.0 (H) in		
FEPS	CLASS III EQUIPMENT (Form of electric Shock protection)		
Product Weight	Entire Device	9.3 lbs	
	Main Body	7.9 lbs	
	Handpiece	Toning Shot 0.33 lbs	Firming Shot 0.30 lbs
		Silky Shot 0.45 lbs	Calming Shot 0.23 lbs
Input Power	100-240V~, 50/60Hz		
Output Power	DC 12V ---, 5A		
NRTL No.	E116039 Complies with UL 1431 CSA C22.2 No. 60335-1		
FCC No.	KR24-YEF0110		
CS Center	213-784-0475 (Customer Service)		
Distributor	Ceragem International Inc. 9350 Wilshire Blvd. Suite 400 Beverly Hills, CA 90212 info@ceragemus.com		
Manufacturer	Easytem Co., Ltd. 25 Podowon-ro 116 beon-gil, room 304, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		

* This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

07. Product Warranty

1. Ceragem provides warranty services for this product in accordance with the regulations under Consumer Protection Law.
2. The warranty period is calculated from the date of purchase, so have the exact date of purchase written on the product warranty.
3. If you request a repair due to product failure, contact us or the Customer Service Center at 213-784-0475.

Product Warranty	Product Name	Model Name
	Serial No.	Place of Purchase
	Date of Purchase	Date of installation
Customer Information	Customer's Name	
	Telephone Number	
	Address	
	Location	
	Zip Code	
	※ Warranty Period: It is 1 year (12 months) from the date of purchase, or in the case of rental, it varies according to the agreed rental period.	
	※ Parts Holding Period: Consumer dispute resolution standards apply.	

- Information**
- (1) The warranty period is 1 year from the date of purchase, and if it is difficult to confirm the date of purchase, 15 months from the date of manufacture apply as the warranty period.
 - (2) During the warranty period, any product failures or damages related to the following circumstances are not covered by this warranty.
 - Maintenance and repair performed by persons not approved by the manufacturer
 - When damage occurred to the product due to another company's product other than the product provided by the manufacturer
 - When damage occurred to the product due to the use of a part or a consumable not specified by the manufacturer
 - Use of an accessory not specified by the manufacturer
 - Damage due to an accident or a natural disaster (earthquake, flooding, etc.)
 - Negligence by the consumer
(product failure due to misuse of the product or incorrect repair by the consumer)
 - Consumable parts reaching the end of their life span (battery, etc.)
 - Damage and normal wear, minor defects that do not interfere with use
 - Damage caused by failure to comply with the precautions and operating instructions in the user manual
 - Damage caused by ignoring specified maintenance and inspection

CERAGEM Medispa Pro

GUIDE DE L'UTILISATEUR

CERAGEM MEDISPA PRO | Dispositif de soin de la peau
MANUEL DE L'UTILISATEUR

CERAGEM Medispa Pro

CERAGEM MEDISPA PRO MANUEL DE L'UTILISATEUR

- Ce dispositif est un "dispositif de soin de la peau" et n'est pas un dispositif médical.
- Afin d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité, veuillez à lire ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
- Ce manuel inclut la garantie du produit.
- À l'avenir, nous pourrions améliorer la conception et les spécifications de ce produit sans préavis.
- « PRÉCAUTION » et « Risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le dos).
Référer l'entretien à un personnel de service qualifié ».

	Précautions d'utilisation et de stockage	36
01	Précautions d'emploi et de stockage	38
02	Nom de chaque partie et description des fonctions	42
03	Comment utiliser le produit	50
04	Dépannage	60
05	FAQ	61
06	Spécification du produit	62
07	Garantie du produit	63

Précautions d'utilisation et de stockage

N'appliquez aucun produit de soin sur la zone de peau cible avant d'utiliser cet appareil!

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour référence future. Vous pouvez nous contacter en ligne si vous avez des questions lors de l'utilisation de cet appareil.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Danger

Si vous violez les directives, il existe un risque urgent de dommages graves, voire de décès.



Avertissement

Si vous violez les directives, vous courez un certain danger de subir une blessure grave ou de décès.



Attention

Si vous violez les directives, vous courez le risque de subir de légères blessures ou de dommages matériels.

Danger



Pour réduire le risque d'électrocution :

- (1) Débranchez toujours ce produit immédiatement après l'avoir utilisé.
- (2) Ne pas utiliser pendant le bain.
- (3) N'essayez pas d'insérer un objet dans cet appareil.
Abstenez-vous de laisser cet appareil sans surveillance n'importe où.
- (4) N'utilisez pas cet appareil autour des yeux.
- (5) En raison d'un manque de données concernant l'utilisation de cet appareil chez les enfants de moins de 15 ans, il est conseillé de garder cet appareil hors de contact par les enfants de moins de 15 ans. De même, veuillez utiliser cet appareil dans un endroit éloigné de la portée de ces enfants.
- (6) N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire/bassine remplie d'eau, d'un lavabo ou d'autres ustensiles similaires.
- (7) Ne placez ni ne stockez le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une cuve ou un évier.
- (8) Ne pas placer ou tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- (9) Ne pas atteindre un produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

Avertissement Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure aux personnes.



- (1) Un produit ne doit jamais être laissé seul lorsqu'il est branché.
- (2) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou d'invalides.
- (3) Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

- (4) Ne jamais faire fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez le produit à un centre de service pour examen et réparation.
- (5) Tenez le cordon de la surface chauffée.
- (6) Ne bloquez jamais l'ouverture d'aération de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, telle qu'un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération pourraient être bloquées.
Veillez à ce que les ouvertures d'aération soient exemptes de peluches, de cheveux, et de choses comme ça.
- (7) Ne l'utilisez jamais en dormant ou somnolent.
- (8) Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
- (9) Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou dans les endroits où l'on administre de l'oxygène.
- (10) Connectez ce produit à une prise correctement mise à la terre uniquement. Voir les instructions de mise à la terre.
- (11) Débranchez ce produit avant de le remplir. Remplissez (réservoir) d'eau uniquement, sauf indication contraire du fabricant. Ne pas trop remplir (ou spécifier des instructions de classement).
- (12) Veuillez choisir un niveau approprié en fonction de vos affections cutanées. Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, veuillez le démarrer à partir du Niveau 1.
- (13) Après avoir été démarré, ce produit ne doit pas être laissé sans surveillance. Assurez-vous d'éteindre ce produit à temps après l'avoir utilisé.
- (14) Avant de déplacer ce produit d'un endroit à un autre où la température est supérieure ou inférieure jusqu'à 68 degrés Fahrenheit (par ex. d'un endroit à basse température à un endroit à haute température, ou vice versa), éteignez-le et laissez-le inutilisé pendant environ 2 heures avant de le redémarrer pour le réutiliser.
- (15) N'utilisez pas ce produit à proximité d'une substance inflammable ou explosive (y compris un pulvérisateur ou une station-service, etc.) pour éviter les blessures corporelles causées par un accident d'incendie ou un choc électrique induit par l'appareil.

- (16) Vérifiez la température ambiante avant d'employer ce produit qui sera employé dans un endroit avec une température ambiante de 32-104 degrés Fahrenheit.
- (17) N'exposez pas la zone cutanée cible au rayonnement ultraviolet directement dans les 48 heures suivant l'épilation.
- (18) N'exposez pas ce produit à une lumière intense du soleil ou à une lampe ultraviolette fonctionnelle pendant de longues heures, ce qui lui causerait de graves dommages.

Attention



Nettoyage et entretien

Afin de garantir que cet appareil offre ses meilleures performances et assure la durée de vie la plus longue possible, assurez-vous de nettoyer cet appareil avant et après l'avoir utilisé à chaque fois afin d'éviter que la poussière ne s'accumule sur son appareil pendant de longues heures. Cet appareil serait incapable de fournir les performances promises si vous ne parveniez pas à le nettoyer.

- (1) Examinez cet appareil, sa tête et les parties constitutives de son corps en particulier et assurez-vous que tous restent propres et rangés.
- (2) Ne rincez pas l'appareil ou l'un de ses raccords à l'eau courante du robinet, dans une douche ou dans un lave-vaisselle.
- (3) N'utilisez pas d'éponge en fil d'acier, de détergent abrasif (par ex., dentifrice, etc.) ou un liquide corrosif (par ex., essence, huile moteur ou acétone) pour nettoyer cet appareil.
- (4) Éteignez et débranchez cet appareil et laissez-le refroidir. Lorsque cet appareil est utilisé, sa sortie de lumière devient chaude. Assurez-vous de laisser refroidir cet appareil avant de le nettoyer.
- (5) Si nécessaire, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de cet appareil.
- (6) Tamponnez quelques gouttes d'eau sur le chiffon de nettoyage, puis utilisez-le pour nettoyer les composants suivants : la sortie de lumière et le panneau de refroidissement.

01. Précautions d'emploi et de stockage

Avant l'utilisation

Les personnes suivantes doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation du produit.

- (1) Pour les personnes souffrant d'une maladie de la peau, de problèmes de santé tels que des allergies ou une peau sensible, ou qui reçoivent des traitements cutanés en raison de procédures liées à la peau, etc., il est recommandé de consulter un spécialiste avant d'utiliser le produit.
- (2) Pour les personnes ayant subi une chirurgie plastique ou des procédures ou traitements liés à la peau, il est recommandé d'utiliser ce produit après que la peau se soit rétablie (environ 2 mois).
- (3) L'utilisation de ce produit est déconseillée aux personnes enceintes, qui allaitent ou dont le système immunitaire est affaibli.
- (4) Il est déconseillé aux personnes portant ou ayant un stimulateur cardiaque d'utiliser ce produit.
- (5) Ne laissez pas les nourrissons et les enfants de moins de 12 ans utiliser ce produit.
- (6) Que vous utilisiez ou non le produit, l'état de votre peau peut changer temporairement en raison des changements saisonniers, des facteurs environnementaux externes, de la consommation d'alcool et de facteurs physiques tels que le stress.
Si l'état de votre peau a changé, il est recommandé d'arrêter d'utiliser ce produit jusqu'à ce que votre peau ait retrouvé son état normal ou après avoir consulté un spécialiste.
- (7) Arrêtez d'utiliser ce produit si votre visage devient rouge, ou si vous avez des démangeaisons répétées ou une inflammation purulente pendant l'utilisation du produit.
- (8) N'utilisez pas ce produit immédiatement après le rasage, l'épilation ou sur des plaies ou d'autres zones présentant des réactions cutanées anormales.
- (9) Il est conseillé de respecter la durée d'utilisation recommandée.
- (10) Avant de procéder au soin de la peau, retirez tout bijou des zones avec lesquelles ce produit entrera en contact.

- (11) N'utilisez pas ce produit lorsque vous êtes en mouvement, par exemple en conduisant, en marchant, etc.
- (12) Ce produit est un dispositif de soin de la peau. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Lors de l'utilisation



Les personnes suivantes doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation du produit.

- (1) Si vous appartenez à l'une des catégories suivantes, n'utilisez pas ce produit.
 - Personnes souffrant d'allergies aux métaux
 - Personnes souffrant de troubles nociceptifs ou perceptifs
 - Personnes souffrant d'une maladie cardiaque grave
 - Personnes souffrant d'une forte fièvre
 - Personnes souffrant d'une tension artérielle anormale grave
 - Personnes ayant utilisé des hormones stéroïdiennes pendant une longue période
 - Personnes épileptiques
 - Personnes à la peau sensible ou allergique
 - Personnes ayant eu des implants dentaires ou utilisant des prothèses métalliques
 - Enfants de moins de 12 ans
 - Femmes enceintes
 - Personnes atteintes de téléangiectasie
 - Personnes atteintes de maladies infectieuses
 - Personnes souffrant d'autres maladies de la peau
- (2) N'utilisez pas ce produit sur les zones suivantes.
 - Zones présentant des saignements
 - Zones présentant une acné sévère ou des problèmes de peau
 - Oreilles, paupières, gorge et muqueuses (bouche, intérieur du nez, organes génitaux, muqueuses oculaires, etc.)
 - Zones présentant une plaie
 - Zones autour des fractures osseuses
 - Zones présentant divers problèmes cutanés graves
 - Zones où est implanté un dispositif électronique



Utilisation et manipulation

- (1) Il est recommandé d'utiliser ce produit une fois par jour et de suivre les instructions.
- (2) Veillez à ne pas utiliser ce produit au même endroit pendant une longue période.
- (3) N'utilisez pas ce produit immédiatement après une intervention ou une chirurgie, et consultez un spécialiste avant de l'utiliser.
- (4) Évitez d'utiliser ce produit sur le contour des yeux, la pomme d'Adam et le philtrum.
- (5) Les interstices de la surface en contact avec la peau sont imperméables, mais les autres interstices du produit ne le sont pas, il faut donc veiller à ce que des produits cosmétiques ou de l'eau ne pénètrent pas dans le produit.
- (6) Une pression trop forte sur les boutons peut entraîner une défaillance du produit.
- (7) N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures dues à un dysfonctionnement.
- (8) Soyez prudent lorsque vous manipulez ce produit, car une chute ou un choc peut entraîner une défaillance du produit ou des dommages.
- (9) Après l'utilisation du produit, si une substance étrangère se trouve sur la zone en contact avec la peau (tête), utilisez un chiffon doux, de la gaze, des lingettes humides, des tampons de coton, des cotons-tiges, etc. pour essuyer le produit. N'essayez pas la surface du produit trop vigoureusement et n'utilisez pas de produits chimiques puissants tels que de l'alcool, du benzène ou du diluant, etc. car cela pourrait altérer la surface du produit.
- (10) Conservez l'unité principale dans un endroit propre et sec, sans aucun objet étranger.
- (11) Veillez à ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil dans des endroits tels que l'intérieur d'une voiture fermée.

Utilisation et conditions de stockage

Conditions de stockage et de transport	Température de fonctionnement	0°C - 35°C
	Humidité	20% - 80%RH
	Pression relative	700hPa - 1060hPa
Conditions de fonctionnement	Température de stockage	-20°C - 50°C
	Humidité	- 95%RH
	Pression relative	700hPa - 1060hPa

Précautions de stockage

Ne stockez pas le produit dans l'un des endroits suivants. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une panne.

- Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, comme un radiateur électrique, etc.
- Endroits où la température est trop élevée (plus 40°C) ou trop faible (inférieur à 0°C)
- Endroits présentant une humidité excessive, de la poussière ou de la saie, etc.
- Endroits à proximité de substances inflammables ou de liquides volatils
- Endroits où le produit peut être immergé dans l'eau ou d'autres liquides, tels qu'un drain ou un évier, etc.
- Lave-vaisselle, four, machine à laver, etc.
- Endroits soumis à de fortes vibrations


Mise au rebut du produit

Lorsque vous mettez le produit au rebut, vous devez le recycler d'une manière conforme aux lignes directrices sur les déchets électroniques (WEEE).

Lors de la mise au rebut du produit, éliminez séparément le corps principal et le câble conformément aux réglementations en vigueur.

02. Nom de chaque partie et description des fonctions


1) Corps principal



Avant du corps principal

A l'intérieur de l'avant du corps principal

Nom	Fonctions
① Écran ACL	Choisissez entre le mode personnel et le mode expert, réglez et exécutez les soins
② Couvercle du corps principal	Couvercle de protection du support du manche, utilisé pour stocker et empêcher la contamination du manche
③ Support du manche	Support de rangement du manche
④ DEL du manche	Une DEL blanche s'allumée lorsque le manche est correctement connectée Une DEL rouge s'allumée lorsque le manche est mal connecté
⑤ Support DEL	Lorsque le manche est utilisé, une DEL s'allumée selon l'ordre des soins




Côté/arrière du corps principal

Connexion de l'alimentation et des câbles


Nom	Fonctions
⑥ Câble du manche et bouton de retour	Le câble qui est connecté au manche et au bouton de retour pour rembobiner le câble
⑦ Connecteur	Le connecteur qui est relié à l'adaptateur qui fournit l'électricité
⑧ d'adaptateur Port USB	Un port pour l'envoi de l'historique d'utilisation et la mise à jour du produit par la connexion d'un dispositif USB
⑨ Bouton d'alimentation de l'écran ACL	Vous pouvez entrer ou annuler la mise en veille de l'écran en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 2 secondes.

2) Manche et composants




Nom	Fonctions
1 Connecteur de câble	Un connecteur qui relie chaque manche au câble
2 Adaptateur	Un adaptateur pour alimenter le corps principal
3 Cordon d'alimentation	Un cordon qui relie l'alimentation à l'adaptateur

3) Description des fonctions Mode général




(1) Écran d'accueil



(2) Écran de démarrage du mode général

Écran de sélection des 4 modes


- Pour les personnes qui s'inquiètent d'une perte d'élasticité
- Pour les personnes souffrant de sécheresse sévère
- Pour les personnes soucieuses de leur teint
- Pour les personnes concernées qui s'inquiètent d'une perte d'élasticité au niveau du menton




(3) Fin des soins

Si vous ne touchez pas l'écran après la fin des soins en mode général, l'écran revient à l'écran d'accueil au bout de 30 secondes.

3) Description des fonctions Mode expert




(1) Écran d'accueil



(2) Écran de démarrage du mode expert

- La durée souhaitée (jusqu'à 10 minutes) peut être réglée
- L'intensité souhaitée (jusqu'à 5) peut être réglée



(3) Fin des soins

Si vous ne touchez pas l'écran après la fin des soins en mode expert, l'écran revient à l'écran d'accueil après 30 secondes.

3) Description des fonctions Écran ACL




(1) Mode veille

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas du corps principal et que vous le maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes, le mode passe en mode veille ou le mode veille est annulé.

(L'écran ACL n'est pas utilisé et le corps principal passe en mode veille)

- ◀ Mode veille



- ◀ Lors de l'annulation du mode veille




(2) Mode d'économie d'écran

Si l'appareil n'est pas utilisé pas pendant 5 minutes, le mode passe en mode d'économie d'écran.

Lorsque vous touchez une fois l'écran, le mode d'économie d'écran est annulé.

(L'écran ACL et le corps principal passent en mode veille)


- ◀ Mode d'économie d'écran



- ◀ Lorsque le mode d'économie d'écran est annulé


4) Description de l'écran principal UI

Soins en cours Écran



1	Bouton d'accueil	Termine le soin en cours et revient à l'écran d'accueil.
2	Bouton commutateur de mode vidéo	Lors de l'utilisation, vous pouvez vérifier les instructions correctes d'utilisation du produit en appuyant sur le bouton 'Passer en mode vidéo'.
3	Minuterie des soins	Vous pouvez vérifier la durée d'utilisation restante du manche actuel sur la minuterie.
4	Étape de soins actuelle	Vous pouvez vérifier à quelle étape se trouve le manche lors de l'utilisation.
5	État du manche	Vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement du manche. ON s'affiche lorsque le manche est mis sous tension et OFF s'affiche lorsqu'il est mis hors tension.
6	Barre de réglage de l'intensité	Après avoir mis les soins sur pause, vous pouvez modifier l'intensité du manche. L'intensité ne peut pas être modifiée lorsque le manche fonctionne.
7	Bouton Pause / Continuer	Après le début de l'utilisation, lorsque vous appuyez sur Pause pour mettre le manche en pause et que vous appuyez sur le bouton 'Continuer' affiché à l'endroit où se trouve le bouton 'Pause', le soin concerné reprend pour la durée restante. En cas de pause, la DEL du manche clignote.
8	Bouton pour passer	Lorsque vous appuyez sur le bouton 'Passer', l'écran passe à l'écran "Connecter au manche suivant".

Mode expert Écran des paramètres de soins



1	Bouton précédent	L'écran revient à l'écran de connexion, qui est l'écran précédent.
2	Bouton Paramètres de soins/ Favoris	Dans l'onglet 'Paramètres des soins', vous pouvez définir et exécuter les détails souhaités des soins, l'onglet 'Favoris' ne peut pas être utilisé lorsque le produit est en mode invité, et jusqu'à 3 détails des soins que vous avez défini peuvent être sauvegardés.
3	Bouton Sélection du manche	Vous pouvez sélectionner le manche souhaité en appuyant sur le cercle. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton après que le manche a été sélectionné et marqué d'une coche, le manche sera désélectionné.
4	Bouton +/- Ajustement du temps	Vous pouvez sélectionner le nombre de minutes pendant lesquelles vous utiliserez le manche. (Jusqu'à 10 minutes)
5	Barre de réglage de l'intensité	Vous pouvez régler l'intensité de fonctionnement du manche. L'intensité de fonctionnement peut également être modifiée après le début des soins.
6	Bouton d'initialisation des paramètres	Lorsque vous initialisez les paramètres, tout manche sélectionné est désélectionné et les paramètres de temps et de force sont initialisés.
7	Bouton suivant	L'écran passe à l'écran où vous pouvez vérifier les détails des soins que vous avez définis.

※ La conception de l'écran peut être modifiée sans préavis afin d'améliorer les performances.


03. Comment utiliser le produit

1) Mise sous tension du produit



(1) Connexion de l'adaptateur

Lorsque l'adaptateur est connecté au corps principal, le produit s'allume.



(2) Sélection du mode


Après la mise sous tension de l'appareil, l'écran initial apparaît. À partir de l'écran initial, vous pouvez sélectionner et exécuter la fonction souhaitée parmi le 'mode général' et le 'mode expert'.

2) Comment effectuer les soins en Mode général




(1) Sélection du mode général

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez le mode général.




(2) Sélection du mode de soins souhaité

En mode général, il existe au total 4 modes de soins, et vous pouvez sélectionner le mode de soins souhaité.



(3) Vérification des détails des soins et des effets du manche


Vérifiez les détails des soins et les effets du manche, puis appuyez sur le bouton Suivant.



(4) Connexion du manche


La fenêtre de connexion du manche suivante s'affiche et la DEL du support du manche s'allume à la position correcte du manche.

2) Comment effectuer les soins en Mode général



(5) Sélection du bouton Démarrer


Lorsque la connexion du manche est terminée, appuyez sur le bouton 'Démarrer' pour commencer.



(6) Exécution du mode de soins sélectionné


Le soin sélectionné sera effectué, et vous pouvez vérifier les instructions correctes d'utilisation du manche en cliquant sur Mode vidéo pendant l'utilisation.

※ Pour une description détaillée de l'écran, voir page 14.



(7) Réglages des options


Vous pouvez afficher les boutons Pause, Réglages de la luminosité et Réglages du volume en touchant l'écran vidéo.



(8) Mise en pause et changement de taille d'écran

Lorsque vous appuyez sur le bouton Pause au centre, la vidéo et le manche sont mis en pause.


Vous pouvez passer en mode petit écran en appuyant sur le bouton Minimiser en bas à droite.



(9) Mode petit écran


En mode petit écran, la minuterie s'affiche à côté de l'icône de l'horloge sur le côté droit de la vidéo.

Vous pouvez afficher la fenêtre contextuelle des réglages en appuyant sur le bouton Réglages du volume/luminosité.



(10) Réglages du volume/luminosité


Réglez le volume et la luminosité comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton OK pour revenir à l'écran Soins en cours.



(11) Exécution du mode de soins suivant

Lorsque les soins sont terminés, l'écran où vous pouvez appuyer sur le bouton 'Passer immédiatement au soin suivant' s'affiche.

Si vous n'appuyez pas sur le bouton, l'écran passe automatiquement à l'écran Soins suivants 10 secondes plus tard.




(12) Pause et changement de taille d'écran

Lorsque les soins sont terminés pour le dernier manche, l'écran de fin s'affiche comme suit.


Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, l'écran passe automatiquement à l'écran d'accueil.

3) Mode d'emploi Mode expert




(1) Sélection du mode expert

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez le mode expert.



(2) Sélection de l'utilisateur


Si un utilisateur n'est pas enregistré, vous pouvez cliquer sur le bouton 'Utiliser en tant qu'invité' pour utiliser le mode expert. En cas d'utilisation en tant qu'invité, la fonction Favoris en mode expert ne peut pas être utilisée.



(3) Sélection du manche et des options

Sélectionnez le manche souhaité et réglez le temps de soin et l'intensité.

※ Pour une description détaillée de l'écran, voir page 15.




(4) Déplacement vers un autre écran

Appuyez sur le bouton Suivant pour passer à l'écran suivant.



(5) Commencer après avoir vérifié les détails des soins


Vérifiez les détails des soins que vous avez définis, puis appuyez sur Suivant pour commencer les soins.



(6) Exécution des soins

Les soins sont effectués de la même manière qu'en mode général.

En mode expert, le mode vidéo ne peut pas être utilisé.




(7) Sauvegarde des favoris

Lorsque les soins sont terminés avec le dernier manche, l'écran de fin s'affiche comme suit, et si aucun bouton n'est actionné pendant 30 secondes, l'écran passe automatiquement à l'écran d'accueil.


En mode expert, vous pouvez appuyer sur le bouton 'Enregistrer dans les favoris' pour enregistrer les détails des soins effectués dans 'ma liste de favoris' une fois les soins terminés.

4) Favoris en mode expert



(1) Déplacement vers l'onglet Favoris

Lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur, vous pouvez accéder à l'onglet "Favoris" en mode expert et enregistrer les soins avec les détails souhaités.




(2) Écran des paramètres d'enregistrement des favoris

Lorsque vous appuyez sur un espace vide dans l'onglet Favoris, l'écran passe à l'écran de réglage des soins à enregistrer.



(3) Sauvegarde des détails des favoris

Lorsque vous définissez les détails des soins à enregistrer et que vous appuyez sur le bouton "Enregistrer", les favoris sont sauvegardés.




(4) Liste des favoris

Vous pouvez exécuter le favori que vous avez enregistré dans la liste des favoris enregistrés.

Lorsque vous supprimez un favori, vous ne pouvez pas le récupérer.


5) Configuration




(1) Configuration de Cellunic

Vous pouvez vérifier et modifier les éléments suivants à partir de la configuration.

- Guidance vocale
- Effets sonores
- Volume de l'appareil
- Luminosité de l'écran
- Mot de passe pour le mode expert
- Gestion des utilisateurs
- Historique de l'utilisation
- Version de l'application, etc.



6) Configuration Comment sauvegarder l'historique d'utilisation



(1) Vérification de l'historique d'utilisation


Dans l'écran de configuration de Cellunic, appuyez sur l'élément Historique d'utilisation.



(2) Écran d'affichage de l'historique d'utilisation


Le temps de 'passage' ou de 'pause' pendant l'utilisation n'est pas affiché, et seuls le temps de soins et la force du manche à la fin de l'utilisation sont affichés.

※ Des informations détaillées peuvent être consultées lors du téléchargement de l'historique d'utilisation.



(3) Connexion d'un dispositif USB


Lors de la connexion d'un dispositif USB au port USB, le bouton 'Télécharger l'historique' est créé.



(4) Téléchargement de l'historique


Lorsque vous appuyez sur le bouton Télécharger l'historique, l'année, l'heure et l'extension sont générées et sauvegardées automatiquement et peuvent être vérifiées dans le fichier Excel.

7) Configuration Initialisation de l'historique d'utilisation



(1) Écran de l'historique d'utilisation

Dans l'écran Historique d'utilisation, appuyez sur le bouton Initialiser.






(2) Toucher le bouton Initialiser l'historique d'utilisation

Lorsque vous appuyez sur le bouton Initialiser dans la fenêtre contextuelle affichée, l'historique d'utilisation est initialisé.

04. Dépannage

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez d'abord les points suivants avant de contacter le service clientèle (1522-8560).

Le produit ne doit pas être démonté ou réparé arbitrairement par l'utilisateur. Si le produit est endommagé à la suite d'un démontage ou d'une réparation arbitraire, la garantie du produit ne sera pas reconnue.

État de l'affichage	Circonstances	Solutions possibles
	Lorsque le câble du manche est en cours d'enroulement	Lorsque l'utilisation a lieu après avoir appuyé sur le bouton du câble d'enroulement, il n'est pas possible de tirer ou d'enrouler directement. Attendez que l'utilisation soit terminée.
	Lorsque l'on appuie sur le bouton Enrouler alors que le manche et le câble sont connectés	Détachez le manche et le câble, puis appuyez sur le bouton Enrouler.
	Lorsque le manche a été connecté de manière incorrecte alors que les soins ont été réglés	Vérifiez la forme du manche sur l'écran et connectez le manche correct.
	Lorsque le manche a été détaché pendant l'exécution des soins	Si le manche se détache pendant les soins, l'utilisation est interrompue. Si le manche a été séparé, reconnectez-le.

*Si le problème ne peut être résolu à l'aide des suggestions contenues dans le présent document, reportez-vous à la garantie du produit et contactez le centre de service clientèle.

05. FAQ

Q1. L'appareil fonctionne, mais je ne ressens aucune stimulation.

Utilisez le produit après avoir appliqué une quantité suffisante de gel apaisant ou vos produits cosmétiques préférés. Les instructions détaillées d'utilisation peuvent être consultées sur le site Web de Cellunic (ceragemus.com).

Q2. Puis-je utiliser le produit matin et soir?

Oui, vous pouvez. Il peut y avoir des différences individuelles, veuillez donc utiliser le produit en fonction de l'état de votre peau.

Q3. Puis-je utiliser le même shot en continu?

L'utilisation continue n'est pas recommandée, le produit est réglé pour être utilisé jusqu'à 10 minutes par utilisation unique.

Q4. Peut-on l'utiliser tous les jours?

Il est recommandé de l'utiliser deux fois par semaine. Il peut y avoir des différences individuelles, veuillez donc ajuster le cycle d'utilisation, la durée et l'intensité en fonction de l'état de votre peau.

Q5. Comment puis-je laver le produit après utilisation?

Essayez-le avec un coton sec ou une serviette, et évitez d'utiliser des tampons imbibés d'alcool ou de les laver à l'eau.

Q6. Puis-je sélectionner et utiliser le mode souhaité?

Vous pouvez l'utiliser en mode expert. Utilisez-le conformément à l'ordre de connexion du manche.

06. Spécification du produit

Nom du produit	CERAGEM MEDISPA PRO		
Nom du modèle	CGM ESK-2405		
Dimension du produit	288(larg) X 222(long) X 407(haut) mm		
FEPS	Clssss III équipement (Forme de protection électrique Shok)		
Poids du produit	Appareil entier	4,2 kg	
	Corps principal	3,6 kg	
	Manche	Shot tonifiant 148 g	Shot raffermissant 137 g
		Shot adoucissant 206 g	Shot apaisant 106 g
Entrée d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz		
Puissance de sortie	DC 12V ---, 5A		
NRTL No.	E116039 Satisfait à la norme UL 1431 CSA C22.2 No. 60335-1		
FCC No.	KR24-YEF0110		
Centre CS	213-784-0475 (Customer Service)		
Distributeur	Ceragem International Inc. 9350 Wilshire Blvd. Suite 400 Beverly Hills, CA 90212 info@ceragemus.com		
Fabricant	Easytem Co., Ltd. 25 Podowon-ro 116 beon-gil, room 304, Siheung-si, Gyeonggi-do, République de Corée		

* Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de FCC. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif peut ne pas causer d'interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

07. Garantie du produit

1. Ceragem fournit des services de garantie pour ce produit conformément aux dispositions de la loi sur la protection des consommateurs.
2. La période de garantie est calculée à partir de la date d'achat, il faut donc que la date exacte d'achat soit inscrite sur la garantie du produit.
3. Si vous demandez une réparation en raison d'une défaillance du produit, contactez-nous ou le service clientèle au 213-784-0475.

Garantie du produit	Nom du produit	Nom du modèle
	Numéro de série	Lieu d'achat
	Date d'achat	Date d'installation
Informations pour les clients	Nom du client	
	Numéro de téléphone	
	Adresse	
	Localisation	
	Code postal	
	※ Période de garantie: La garantie est de 1 an (12 mois) à compter de la date d'achat ou, dans le cas d'une location, elle varie en fonction de la durée de location convenue. ※ Période de conservation des pièces: Les normes de résolution des litiges de consommation s'appliquent.	

- Informations**
- (1) La période de garantie est de 1 an à compter de la date d'achat. S'il est difficile de confirmer la date d'achat, la période de garantie est de 15 mois à compter de la date de fabrication.
 - (2) Pendant la période de garantie, toute défaillance du produit ou tout dommage lié aux circonstances suivantes n'est pas couvert par cette garantie.
 - Entretien et réparation effectués par des personnes non agréées par le fabricant
 - Lorsque le produit a été endommagé par un produit d'une autre société que le produit fourni par le fabricant
 - Lorsque le produit a été endommagé par l'utilisation d'une pièce ou d'un consommable non spécifié par le fabricant
 - Utilisation d'un accessoire non spécifié par le fabricant
 - Dommages dus à un accident ou à une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondations, etc.)
 - Négligence du consommateur (défaillance du produit due à une mauvaise utilisation du produit ou à une réparation incorrecte par le consommateur)
 - Pièces consommables arrivant en fin de vie (batterie, etc.)
 - Dommages et usure normale, défauts mineurs qui ne gênent pas l'utilisation
 - Dommages causés par le non-respect des précautions et des instructions d'utilisation figurant dans le manuel de l'utilisateur
 - Dommages causés par l'absence d'entretien et d'inspection spécifiés

CERAGEM

Ceragem International Inc.
9350 Wilshire Blvd. Suite 400 Beverly Hills, CA 90212
info@ceragemus.com
213-784-0475